

## Patienteninformation









### Fachgerechte Probengewinnung für den Immunologischen Nachweis von okkultem Blut im Stuhl (iFOBT)

Um eine zuverlässige Stuhluntersuchung auf verstecktes Blut durchführen zu können, ist eine korrekte Probengewinnung erforderlich.

Bitte verwenden Sie hierzu das Stuhlprobenset bestehend aus:

- Stuhlfänger
- Probenröhrchen mit integriertem Dosierstab und Trichtereinsatz, vorgefüllt mit Konservierungslösung.
- Beschriftungsetikett

#### Ablauf

	<p>1 Beschriften Sie das Etikett mit Ihrem Vor- und Zunamen sowie dem Datum der Probenentnahme und kleben Sie es auf das Probenröhrchen</p>		<p>5 Stechen Sie mit dem Entnahmestab an 3 verschiedenen Stellen in den Stuhl. Die Rillen sollten danach vollständig gefüllt sein. <b>Wichtig: Führen Sie die Stuhlentnahme nur einmal durch! Mehrfaches Einbringen von Stuhl in das Röhrchen verfälscht das Analyseergebnis.</b></p>
	<p>2 Entfalten Sie den Stuhlfänger und lösen Sie an beiden Enden auf der unbedruckten Rückseite die Schutzfolie der Klebevorrichtung ab. Kleben Sie den Stuhlfänger quer über den Sitz fest auf die Toilettenbrille. Platzieren Sie den Stuhl auf das Papier des Stuhlfängers. (kann nachher einfach mit abgespült werden). Alternativ können Sie auch mehrere Lagen Toilettenpapier als Auffanghilfe unter den Toilettenstuhl klemmen.</p>		<p>6 Stecken Sie den Entnahmestab zurück in das Röhrchen. Hierbei wird überschüssige Stuhlprobe am blauen Trichtereinsatz abgestreift. Die Dosierspitze erfasst ca. 10 mg Stuhlprobe.</p>
	<p>3 Öffnen Sie nach dem Stuhlgang das Entnahmeröhrchen. Fixieren Sie hierfür den Haken des unteren blauen Rings mit dem Daumen.</p>		<p>7 Drehen Sie den Bajonettverschluss im Uhrzeigersinn bis er einrastet und das Röhrchen verschlossen ist.</p>
	<p>4 Drehen sie den grauen Deckelgriff nach rechts und ziehen Sie den Entnahmestab aus dem Röhrchen.</p>		<p>8 Bringen Sie das Probenröhrchen so schnell wie möglich in die ausgebende Arztpraxis zurück. Bis zur Abgabe in der Arztpraxis kühl lagern.</p>